

MONITEUR SUNTECH CT50 PNI+SPO2 NELLCOR OXYMAX

SUNTECH

Ref. DSU222201



CE
0413

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIb
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE



30/08/2024 09:26:53 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MONITEUR SUNTECH CT50 PNI+SPO2 NELLCOR OXYMAX

SUNTECH

Ref. DSU222201

La référence mondiale de la mesure des paramètres vitaux. Le CT 50 est un condensé de technologie de pointe

Description

Le moniteur CT 50 de SUNTECH est un condensé de technologie de pointe.
La référence mondiale de la mesure des signes vitaux.
Technologie SpO2 Nellcor, connectivité HIS, USPx4, Ethernet LAN et WIFI en option.
3 modes de mesure de la pression artérielle: Automatique, Auscultatoire et mode moyenne.
Ecran couleur tactile de 8 pouces, lecteur de code-barres en option, imprimante en option et socle sur roulette en option

Caracteristiques

Marquage CE	CE0413	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	3700446025113	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	4.9
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 09:26:53 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr