

MONITEUR SUNTECH CT50 PNI+SPO2 NELLCOR OXYMAX+TEMP FILAC 3000+IMP

SUNTECH

Ref. DSU222204

CE
0413

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIb
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE



30/08/2024 10:51:50 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MONITEUR SUNTECH CT50 PNI+SPO2 NELLCOR OXYMAX+TEMP FILAC 3000+IMP

SUNTECH

Ref. DSU222204

La reference mondiale de la mesure des parametres vitaux. Le CT 50 est un condense de technologie de pointe

Description

Le moniteur CT 50 de SUNTECH est un condense de technologie de pointe.
La reference mondiale de la mesure des signes vitaux.
Technologie SpO2 Nellcor, connectivite HIS, USPx4, Ethernet LAN et WIFI en option.
3 modes de mesure de la pression arterielle: Automatique, Auscultatoire et mode moyenne.
Ecran couleur tactile de 8 pouces, lecteur de code-barres en option, imprimante en option et socle sur roulette en option

Caracteristiques

Marquage CE	CE0413	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	3661040214238	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	32	Unite emballee / Hauteur (cm)	33
Unite emballee / Longueur (cm)	37	Unite emballee / Poids (kg)	5.644
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 10:51:50 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr