

CABLE TANGO RS232 INTERFACE POUR CASE 8000 CASE 16...

SUNTECH

Ref. DSU230748


CE
0413



 30/08/2024 10:15:22 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CABLE TANGO RS232 INTERFACE POUR CASE 8000 CASE 16...

SUNTECH

Ref. DSU230748

Caracteristiques

Marquage CE	CE0413	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446012410	Code douanier	9018110000
Garantie (mois)	3	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	20	Unite emballee / Hauteur (cm)	5
Unite emballee / Longueur (cm)	22	Unite emballee / Poids (kg)	0.12
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 10:15:22 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr