

LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC PATIENT UNIQUE EXTRA LARGE (23-33CM) - CONNECTEUR A BAYONET

SUNTECH

Ref. DSU231069

CE



 30/08/2024 09:51:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC PATIENT UNIQUE EXTRA LARGE (23-33CM) - CONNECTEUR A BAYONET

SUNTECH

Ref. DSU231069

Description

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" a patient unique, marron.
Taille cuissard 38-50cm, raccord rectus bayonnette.

Caracteristiques

| | | | |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Medical | Classe I |
| Code barre | 3700446014407 | Code douanier | 9018905040 |
| Pays | Chine | | |
| MESURES | | | |
| Unite emballee / Largeur (cm) | nc | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc |
| Unite emballee / Longueur (cm) | nc | Unite emballee / Poids (kg) | 2.49 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES | | | |
| Temperature mini | NA | Temperature maxi | NA |
| Humidite mini | NA | Humidite maxi | NA |
| AUTRES CARACTERISTIQUES | | | |
| Unite emballee / Quantite | 1 | | |

30/08/2024 09:51:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr