

MODULE TEMPERATURE COVIDIEN FILAC 3000 POUR STATION SUNTECH CT40

SUNTECH

Ref. DSU551403



CE
0413

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3
3 YEARS
GUARANTEE

 30/08/2024 10:12:04 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

MODULE TEMPERATURE COVIDIEN FILAC 3000 POUR STATION SUNTECH CT40

SUNTECH

Ref. DSU551403

Description

Module de Temperature Covidien Filac 3000 pour Station Suntech CT40

Caracteristiques

Marquage CE	CE0413	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446032432	Code douanier	9018.19.5500
Garantie (mois)	36	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	23	Unite emballee / Hauteur (cm)	14
Unite emballee / Longueur (cm)	19	Unite emballee / Poids (kg)	0.612
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 10:12:04 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr