

BRASSARD GARROT SIMPLE POCHE SILIC AUTOCLA CONIQUE BRAS ADULT 65X12CM

Hpm™

Ref. GHP552804


CE



 30/08/2024 09:57:04 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BRASSARD GARROT SIMPLE POCHE SILIC AUTOCLA CONIQUE BRAS ADULT 65X12CM

Hpm™

Ref. GHP552804

Materiel de bloc operatoire : brassard autoclavable double poche pour garrot pneumatique electronique deux voies. Vendu a l'unite.

Description

Brassards nylon avec poche simple en silicone autoclavable.
Avec embout Luer Lock male et bouchon pour le nettoyage et la sterilisation.
Pour la chirurgie orthopedique et traumatologie.
Pas de risque d'allergie au latex.
Velcro et sangle de serrage en nylon afin d'augmenter la securite.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446033682	Code douanier	9018 90 2090
Garantie (mois)	12	Pays	Suede
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.32
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 09:57:04 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr