

## CUISSARD GARROT SIMPLE POCHE SILICON AUTOCLAV CONIQUE ADULTE 78X12CM

# Hpm™


Ref. GHP552805



 30/08/2024 09:56:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# CUISSARD GARROT SIMPLE POCHE SILICON AUTOCLAV CONIQUE ADULTE 78X12CM

Hpm™

Ref. GHP552805

**Materiel de bloc operatoire : brassard autoclavable double poche pour garrot pneumatique electronique deux voies. Vendu a l'unite.**

## Description

Brassards nylon avec poche simple en silicone autoclavable.  
Avec embout Luer Lock male et bouchon pour le nettoyage et la sterilisation.  
Pour la chirurgie orthopedique et traumatologie.  
Pas de risque d'allergie au latex.  
Velcro et sangle de serrage en nylon afin d'augmenter la securite.

## Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446033699	Code douanier	9018 90 2090
Garantie (mois)	12	Pays	Suede
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.44
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 09:56:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)