

IMPRIMANTE POUR GARROT SERIE 800

Hpm™


Ref. GHP552885



 30/08/2024 10:02:16 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

IMPRIMANTE POUR GARROT SERIE 800

Hpm™

Ref. GHP552885

Description

Imprimante pour garrot 800 HPM
Impression thermique
Dimensions : 145 x 195 x 148 mm
Poids : 1,6 kg

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	8715946465784	Code douanier	90181990
Pays	Chine		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	2.53
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 10:02:16 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr