

BRASSARD DE GARROT SIMPLE CONIQUE U/U 61X10CM ROUGE CARTON DE 10 PCS

Hpm™

Ref. GHP552900

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1
YEAR
GUARANTEE



 30/08/2024 10:00:17 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BRASSARD DE GARROT SIMPLE CONIQUE U/U 61X10CM ROUGE CARTON DE 10 PCS

Hpm™

Ref. GHP552900

Les brassards/cuissards HPM vous donnent un meilleur accès à la zone d'opération grâce à un tuyau de 2 m de long en TPU. Les brassards sont faits d'un matériau de haute qualité, ce qui les rend doux et faciles à appliquer, sans risque d'allergie au latex. Large gamme de tailles avec code couleur pour une identification facile.

Description

Procédé de stérilisation par Oxyde d'éthylène (EO).
Tubulure 2 m long en TPE.
Coniques et standard.
Ne contient pas de latex.
Large gamme de dimensions.
Codes couleur d'identification.
Système anti-pli.
Raccord CPC male standard.
Matière douce.
Facile à installer

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe Is (fonction sterile)
Code barre	7350054600350	Code douanier	9018 90 2090
Garantie (mois)	12	Pays	Suede
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	2.65
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 10:00:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr