

## SPECULUMS AURICULAIRES, 250 PCS, DIA. 4MM, NOIR, ADULTE, SPENGLER



Ref. L20748



30/08/2024 21:35:10 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

**SPECULUMS AURICULAIRES, 250 PCS,  
DIA. 4MM, NOIR, ADULTE, SPENGLER**

Ref. L20748

**Description**

Boite de 250.  
Pour adulte, a usage unique,  
Noir,  
O 4 mm.  
Universel, compatible toutes marques  
Boite avec bec distributeur pour acces facilite aux speculums

**Caracteristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446031275	Code douanier	90330000
Pays	Suede		
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	9	Unite emballee / Hauteur (cm)	11
Unite emballee / Longueur (cm)	11	Unite emballee / Poids (kg)	0.135
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 21:35:10 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)