

SAC A DOS MEDICAL CONVERTIBLE MADRAGUE, DE BOISSY

De Boissy
— DEPUIS 1982


Ref. MDMADR03



 30/08/2024 22:33:21 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

SAC A DOS MEDICAL CONVERTIBLE MADRAGUE, DE BOISSY

De Boissy
— DEPUIS 1982

Ref. MDMADR03

Il se porte en sac a dos, a la main ou encore a l'epaule ; un veritable couteau suisse !

Description

Ecoresponsable, personnalisable et « super organise » pour un look tendance avec toutes les options pratiques et modernes.

Tous les tissus, extérieurs comme intérieurs, certifiés Global Recycled Standard (GRS), ont été fabriqués à partir de matière recyclée et restent lavables, résistants et déperlants.

Madrague : c'est le rose-rouge des lauriers de méditerranée, d'un lieu symbolique, plage refuge d'une icône féminine du cinéma français des « sixties ». Les sacs Madrague ont été conçus pour être « ultra pratiques », pour être le meilleur allié des professionnels de santé lors de leurs visites médicales à domicile ou en collectivité.

- Son espace principal est modulable et contient 4 compartiments zippés, extractibles (fixés avec velcro) : 3 transparents pour identifier rapidement le contenu, et 1 isotherme, fourni avec sa poche de gel froid réutilisable, pour y glisser jusqu'à 20 ampoules
- Un zip d'extension permet d'agrandir ce compartiment principal pour y ranger davantage de matériel
- Un second espace matelassé permet de ranger ordinateur/tablette et documents
- Ce modèle a également la grande poche ventrale (45x21 cm) qui s'ouvre complètement avec d'un côté 2 filets de rangements zippés et 2 poches plates, et sur l'autre face plusieurs boucles élastiques qui permettent de ranger les petites fournitures de soins : pinces, ciseaux, lampe-stylo, thermomètre, bandages, stylos, etc...
- Deux poches externes zippées, plus une avec élastique dédiée à la bouteille de gel hydroalcoolique, une pochette, d'aspect cuir graine détachable-personnalisable (pochette fantaisie imprimée vendue séparément)
- Un port USB externe avec câble de chargement intégré permet de brancher une batterie de secours et ne jamais tomber en panne de téléphone, ou oublier son chargeur chez un patient
- Les bretelles, les poignées et la bandoulière sont rembourrées, solides et dissimulables pour adopter le porte qui convient le mieux
- Dimensions l x h x p : 30 x 45 x 15/19 cm
- Poids : 2,2 kg
- Contenu maximal recommandé : 6 kg / 19-25 litres

Le sac De Boissy est remis dans son sac anti-poussière afin de le protéger lorsqu'on le range. Gris avec des motifs, cet accessoire est conçu à partir de matières recyclées avec un serrage par cordon.

 30/08/2024 22:33:21 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

SAC A DOS MEDICAL CONVERTIBLE MADRAGUE, DE BOISSY

De Boissy
— DEPUIS 1982

Ref. MDMADR03

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040219011	Code douanier	4202129000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	50	Unite nue / Largeur (cm)	15
Unite emballee / Hauteur (cm)	35	Unite nue / Hauteur (cm)	45
Unite emballee / Longueur (cm)	50	Unite nue / Longueur (cm)	30
Unite emballee / Poids (kg)	1.86	Unite nue / Poids (kg)	1.86
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 30/08/2024 22:33:21 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr