

## PRESENTOIR DE 12 THERMOMETRES SPENGLER TEMPO 10 BLEUS



Ref. SP1623P



CE  
0123

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**IIa**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2**  
ANS  
2 YEARS  
GUARANTEE

30/08/2024 21:25:25 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# PRESENTOIR DE 12 THERMOMETRES SPENGLER TEMPO 10 BLEUS



Ref. SP1623P

## Description

Presentoir de 12 thermometres TEMPO 10 bleus.

Le thermometre TEMPO 10 est un thermometre indiquant la temperature corporelle en 10 secondes

- Alarme de fièvre
- Arret automatique
- Embout resistant a l'eau
- Memoire de demiere mesure
- Mesure en 10 secondes
- Livre avec un etui de rangement et pile bouton (1,5V)

## Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446027513	Code douanier	90251920
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

### MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.65

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

### AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

30/08/2024 21:25:25 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)