

## PRESENTOIR DE THERMOMETRES SPENGLER TEMPO 10 FLEX, GRIS



Ref. SP1648P



30/08/2024 21:26:20 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# PRESENTOIR DE THERMOMETRES SPENGLER TEMPO 10 FLEX, GRIS



Ref. SP1648P

## Description

Presentoir de 12 thermometres TEMPO 10 Flex gris

Le thermometre TEMPO 10 FLEX est un thermometre indiquant la temperature corporelle en 10 secondes et disposant d'un embout flexible

- Alarme de fièvre
- Arret automatique
- Embout resistant a l'eau et flexible
- Memoire de demiere mesure
- Mesure en 10 secondes
- 2 coloris disponibles vert et gris
- Livre avec un etui de rangement et pile bouton (1,5V)
- Livre avec : etui de rangement, pile bouton (1,5V).

## Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446041625	Code douanier	90251920
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	14	Unite emballee / Hauteur (cm)	16
Unite emballee / Longueur (cm)	11	Unite emballee / Poids (kg)	0.66
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 21:26:20 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)