

## THERMOMETRE SPENGLER TEMPO 10 FLEX, GRIS



Ref. SP1648

CE  
0123

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**IIa**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2**  
2 YEARS  
GUARANTEE



 30/08/2024 21:26:48 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# THERMOMETRE SPENGLER TEMPO 10 FLEX, GRIS



Ref. SP1648

## Description

Le thermometre TEMPO 10 FLEX est un thermometre indiquant la temperature corporelle en 10 secondes et disposant d'un embout flexible

- Alarme de fièvre
- Arrêt automatique
- Embout résistant à l'eau et flexible
- Mémoire de dernière mesure
- Mesure en 10 secondes
- 2 coloris disponibles vert et gris
- Livre avec un étui de rangement et pile bouton (1,5V)

## Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446041618	Code douanier	9025192090
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	6	Unite emballee / Hauteur (cm)	2
Unite emballee / Longueur (cm)	15	Unite emballee / Poids (kg)	0.052
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantité	1		

📅 30/08/2024 21:26:48 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)