

## THERMOMETRE SANS CONTACT SPENGLER TEMPO EASY BLEU



Ref. SP3065



30/08/2024 21:27:48 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# THERMOMETRE SANS CONTACT SPENGLER TEMPO EASY BLEU



Ref. SP3065

Le Tempo Easy permet une prise de temperature sans contact par le biais de rayons infrarouge.

## Description

Le thermometre TEMPO EASY est un thermometre precis disposant de 3 fonctions pour un usage professionnel ou a la maison. Technologie sans contact (distance 3-5 cm) par le biais de rayons infrarouge, evitant ainsi les contaminations croisees.

- 3 modes de mesure : corporel, de surface et ambiant
- Mesure instantanee
- Une temperature obtenue rapidement avec alarme sonore
- 32 memoires
- 2 coloris disponibles, gris ou bleu
- Livre avec 2 piles LR06 (AA)

## Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446011291	Code douanier	90251920
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	9	Unite emballee / Hauteur (cm)	6
Unite emballee / Longueur (cm)	21	Unite emballee / Poids (kg)	0.31
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 21:27:48 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)