

## THERMOMETRE TEMPORAL ET AURICULAIRE SPENGLER TEMPO DUO II



Ref. SP3105

CE  
0123

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**IIa**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2**  
2 YEARS  
ANS  
GUARANTEE



30/08/2024 21:24:23 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# THERMOMETRE TEMPORAL ET AURICULAIRE SPENGLER TEMPO DUO II



Ref. SP3105

Temporales ou auriculaires, les mesures sont instantanees et visibles sur un ecran retro eclaire.

## Description

• Plage de mesure : 32°C - 43°C

Equipe d'un ecran retro-eclaire, TEMPO DUO II passe au rouge lorsque la temperature est au-dessus de la normale. La performance SPENGLER a la maison.

2 boutons permettent de prendre une mesure rapide et fiable, reduisant a zero les mauvaises manipulations. Changez de mode sans aucun souci, le calibrage se fait automatiquement.

Avec sa petite taille et son faible poids, TEMPO DUO II se glisse dans un sac pour un deplacement. Ses 20 memoires permettent de suivre dans le temps ses resultats.

- Resolution de l'ecran : 0,1C°
- Unite de mesure : C° ou F°
- Memoire : 20 mesures
- Dimensions : 150 x 50 x 38,5 mm
- Poids : 75g avec les piles
- Conditions d'utilisation normales :
- Temperature ambiante : 16°C – 35°C
- Humidite relative : 85% ou moins

## Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446041786	Code douanier	90251920
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	8	Unite emballee / Hauteur (cm)	5
Unite emballee / Longueur (cm)	18	Unite emballee / Poids (kg)	0.2
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 21:24:23 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)