


## CAPTEUR SPO2 NELLCOR OXIMAX WRAP NEONAT POUR SPENGLER MASTER PALM 3



Ref. 222263



30/08/2024 16:50:15 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# CAPTEUR SPO2 NELLCOR OXIMAX WRAP NEONAT POUR SPENGLER MASTER PALM 3



Ref. 222263

## Description

Capteur SpO2 compatible NELCORR OXIMAX wrap pour oxymetre MASTER PALM 3

## Caracteristiques

Marquage CE	CE0537	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	3700446030162	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Uruguay
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.085
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	1	Temperature maxi	50
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 16:50:15 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)