

4 PINCES MEMBRES POUR ECG CARDIOMATE ET PC-ECG SPENGLER



Ref. 260021

CE



30/08/2024 17:12:58 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

4 PINCES MEMBRES POUR ECG CARDIOMATE ET PC-ECG SPENGLER



Ref. 260021

Description

Kit de 4 pinces membres pour ECG Cardiomate

Caracteristiques

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------|------------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Medical | Classe I |
| Code barre | 3700446025519 | Code douanier | 9018110000 |
| Garantie (mois) | 60 | Pays | Chine |
| MESURES | | | |
| Unite emballee / Largeur (cm) | nc | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc |
| Unite emballee / Longueur (cm) | nc | Unite emballee / Poids (kg) | 0.2 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES | | | |
| Temperature mini | NA | Temperature maxi | NA |
| Humidite mini | NA | Humidite maxi | NA |
| AUTRES CARACTERISTIQUES | | | |
| Unite emballee / Quantite | 1 | | |

30/08/2024 17:12:58 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr