



LOGICIEL POUR PC-ECG ET CARDIOMATE (AVEC CLE PHYSIQUE)



Ref. 260038



30/08/2024 17:16:25 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

**LOGICIEL POUR PC-ECG ET
CARDIOMATE (AVEC CLE PHYSIQUE)**

Ref. 260038

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446042073	Code douanier	9018110000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			

30/08/2024 17:16:25 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr