

LUNETTE NOIRE SPENGLER LIAN NANO/VAQUEZ-LAUBRY NANO & CLINIC




Ref. 310163



 30/08/2024 17:21:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

LUNETTE NOIRE SPENGLER LIAN NANO/VAQUEZ-LAUBRY NANO & CLINIC



Ref. 310163

Description

Piece detachee pour tensiometres mecaniques manopire LIAN NANO et manobrassard VAQUEZ-LAUBRY NANO et VAQUEZ-LAUBRY CLINIC

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446028626	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	60	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 17:21:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr