

12 VERRES SPENGLER VAQUEZ- LAUBRY HOPITAL (GRAND CADRAN)




Ref. 310220



 30/08/2024 17:22:02 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

12 VERRES SPENGLER VAQUEZ- LAUBRY HOPITAL (GRAND CADRAN)



Ref. 310220

Description

Kit de 12 verres de remplacement pour tensiometres manobrassard VAQUEZ-LAUBRY HOPITAL

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446024901	Code douanier	901890100000L
Garantie (mois)	60	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	2	Unite emballee / Hauteur (cm)	2
Unite emballee / Longueur (cm)	2	Unite emballee / Poids (kg)	1.26
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 17:22:02 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr