

BRASSARD GRIS (ML) (22-42CM) POUR TENSONIC ET AUTOTENSIO SPENGLER



Ref. 527464


CE



30/08/2024 21:16:13 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BRASSARD GRIS (ML) (22-42CM) POUR TENSORIC ET AUTOTENSIO SPENGLER



Ref. **527464**

Description

Brassard gris adulte (M/L) (22-42cm) pour tensiometre electronique TENSORIC et AUTOTENSIO de SPENGLER

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446041908	Code douanier	90262040
Garantie (mois)	6	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.102
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 21:16:13 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr