

TENSONIC BRAS ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER



Ref. 527500



CE
0459

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3 ANS
3
3 YEARS
GUARANTEE

30/08/2024 21:16:45 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

TENSONIC BRAS ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER



Ref. 527500

La precision SPENGLER en version electronique

Description

Le tensiometre au bras TENSONIC est conçu pour un suivi therapeutique regulier.

TRES HAUTE PRECISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Detecteur de rythme cardiaque irregulier
- Indicateur tricolore des risques OMS
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales

FACILE D'UTILISATION

- Entierement automatique
- Grand ecran retro-eclaire avec indicateur tricolore de risque OMS.
- Nouveau brassard 22-42 cm taille M/L

USAGE FAMILIAL

- 2 x 60 memoires horodatees

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Livre avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport
- Adaptateur secteur en option
- 2 tailles de brassard (S, M/L) disponibles en option

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446022624	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.765
Unite nue / Poids (kg)	0.765		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	55
Humidite mini	15	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 21:16:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr