


MIROIR DE CLAR SPENGLER AVEC HOUSSE DE TRANSPORT



Ref. 570150



CE



30/08/2024 21:18:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MIROIR DE CLAR SPENGLER AVEC HOUSSE DE TRANSPORT



Ref. 570150

Description

Miroir de clar SPENGLER, adapte a toutes les tetes grace a un serre-tete metallique souple.

- Reglage de la focale par ajustement du porte lampe : eclaireage par LED.
- Alimentation : 2 piles CR 123 fournies - Voltage 3.5 V

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446011390	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.647
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 21:18:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr