

STATION SUNTECH CT40 PNI+SPO2 NELLCOR COMPATIBLE + SOCLE A ROULETTES

SUNTECH

Ref. DSU551422N



CE
0413

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3
3 ANS
GUARANTEE

 30/08/2024 22:56:19 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

STATION SUNTECH CT40 PNI+SPO2 NELLCOR COMPATIBLE + SOCLE A ROULETTES

SUNTECH

Ref. DSU551422N

Station de Diagnostic evolutive pour la mesure ponctuelle des parametres vitaux avec le socle a roulettes Francais.

Description

En utilisant la technologie SunTech de mesure de la pression arterielle, le CT40® est la seule station de diagnostic evolutive de ce type. Concue pour etre facilement utilisee et adaptee dans tous les services de soins, la conception modulaire de cet appareil vous permet d'ajouter des modules d'oxymetrie de pouls et de thermometrie adaptes aux besoins de vos patients.

Mode adulte et pediatrique

Fiabilite : Technologie Suntech : la reference mondiale de la mesure de la pression arterielle dans des conditions difficiles

Precision : Le mode de mesure moyenne de la pression arterielle personnalisable vous garantit des mesures precises et coherentes.

3 modes de mesure PNI : automatique, auscultatoire et moyennee

Connectivite : Transfert de donnees utilisant des protocoles HL7 avec connexion reseau via un port Ethernet integre ou, en option, en WIFI.

Flexibilite : La conception modulaire permet d'ajouter des modules en option comme : temperature et SpO2 (modules plug & play) technologie Nellcor pour cette reference.

Simplicité : Interface utilisateur intuitive avec ecran LCD ; Memoire integree : 99 enregistrements

Autonomie : 20h, ou 200 cycles de prise de tension

Tailles brassards disponibles : petit enfant a large adulte et cuissard monobloc reutilisable ou a patient unique.

Caracteristiques

Marquage CE	CE0413	Dispositif Medical	Classe IIa
Code douanier	9018199560	Garantie (mois)	36
Pays	Chine		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 22:56:19 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr