

## SAC MEDICAL ETRETAT, DE BOISSY

Ref. MDETRE01

*De Boissy*  
— DEPUIS 1982



30/08/2024 22:23:51 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## SAC MEDICAL ETRETAT, DE BOISSY

Ref. MDETRE01

*De Boissy*  
— DEPUIS 1982

**Ecoresponsable, personnalisable et « super organise » pour un look tendance avec toutes les options pratiques et modernes**

### Description

Tous les tissus, extérieurs comme intérieurs, certifiés Global Recycled Standard (GRS), ont été fabriqués à partir de matière recyclée et restent lavables, résistants et déperlants.

Etretat : c'est le gris des falaises et le brun de la terre de ce lieu emblématique et naturel de Normandie.

Si De Boissy a tenu à rendre hommage aux soignants et s'inspirer pour ses sacs de la forme de la sacoche traditionnelle en cuir des médecins, le look des sacs Etretat contraste bel et bien avec le classicisme habituel. De Boissy a joué la carte de l'élégance, de la tendance et de la modernité. Et il n'en reste pas moins qu'ils ont été conçus pour être « ultra pratiques », pour être le meilleur allié des professionnels de santé lors de leurs visites médicales à domicile ou en collectivité.

- L'espace principal intérieur grand volume comprend 6 poches, 2 séparateurs amovibles velcro, 1 compartiment matelassé pour l'ordinateur portable. Avec une très grande ouverture à zip bidirectionnel, il donne accès très facilement aux instruments de diagnostic et matériel de soin
- Cet espace comprend aussi 2 compartiments détachables (avec velcro) : 1 transparent pour identifier rapidement le contenu, et 1 isotherme, fourni avec sa poche de gel froid réutilisable, pour y glisser jusqu'à 20 ampoules. Il y a également un mousqueton pour, par exemple, y regrouper les clés des patients à visiter tous les jours et même une boucle élastique pour maintenir debout une bouteille ou une gourde.
- La poche ventrale (40x20 cm) s'ouvre complètement avec d'un côté 2 filets de rangements zippés et 2 poches plates, et sur l'autre face plusieurs boucles élastiques permettent de ranger les petites fournitures de soins : pinces, ciseaux, lampe-stylo, thermomètre, bandages, stylos, etc...
- Trois poches extérieures zippées dont une pour les documents A4 et une autre sur le côté avec élastique pour y glisser la bouteille de gel hydroalcoolique qui reste accessible facilement et à tout moment
- 1 pochette, d'aspect cuir grainé, est détachable. Ce qui permet de personnaliser son sac (pochette fantaisie imprimée vendue séparément)
- Un port USB externe avec câble de chargement intégré permet de brancher une batterie de secours et ne jamais tomber en panne de téléphone, ou oublier son chargeur chez un patient
- Des poignées rembourrées et solides, une bandoulière rembourrée et réglable
- Un porte-nom pour bien identifier le sac
- Un fond antidérapant pour réduire le frottement et l'usure
- Dimensions l x h x p : 40 x 35 x 24 cm
- Poids : 1,6 kg
- Contenu maximal recommandé : 6 kg / 24 litres
- Vendu vide

Le sac De Boissy est remis dans son sac anti-poussière afin de le protéger lorsqu'on le range. Gris avec des motifs, cet accessoire est conçu à partir de matières recyclées avec un serrage par cordon.

 30/08/2024 22:23:51 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## SAC MEDICAL ETRETAT, DE BOISSY

Ref. MDETRE01

De Boissy  
— DEPUIS 1982

## Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040218960	Code douanier	4202220000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	46	Unite nue / Largeur (cm)	35
Unite emballee / Hauteur (cm)	44	Unite nue / Hauteur (cm)	24
Unite emballee / Longueur (cm)	60	Unite nue / Longueur (cm)	40
Unite emballee / Poids (kg)	1.65	Unite nue / Poids (kg)	1.65
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 30/08/2024 22:23:51 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)