

PRESENTOIR DE 6 TENSIOMETRES AUTOTENSIO POIGNET MYRTILLE



Ref. SPG340P-



CE
0459

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE

30/08/2024 21:43:17 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PRESENTOIR DE 6 TENSIOMETRES AUTOTENSIO POIGNET MYRTILLE



Ref. SPG340P-

La precision SPENGLER en version electronique

Description

Presentoir de 6 AUTOTENSIO® modele poignet.
Disponibilite 2eme trimestre.

PRECISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Indicateur des risques OMS

FACILE D'UTILISATION & PRATIQUE

- Entierement automatique
- 2 boutons
- Ecran a cristaux liquides
- 120 memoires horodatees
- Rapide et silencieux

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Circonference du poignet 13,5-21 cm
- Livre avec 2 piles LR03 AAA et un boitier de rangement

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446023027	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	1.7
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 30/08/2024 21:43:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr