

PRESENTOIR DE 6 AUTOTENSIO BRAS ADULTE CORAIL SPENGLER



Ref. SPG445P



CE
0459

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 ANS
GUARANTEE

30/08/2024 21:44:52 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

PRESENTOIR DE 6 AUTOTENSIO BRAS ADULTE CORAIL SPENGLER



Ref. SPG445P

Une facilite d'utilisation au quotidien pour un usage familial en automesure

Description

Presentoir de 6 Autotensio bras Corail.

HAUTE PRECISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Detecteur d'arythmie
- Indicateur tricolore des risques OMS
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales

FACILE D'UTILISATION

- Entierement automatique
- 2 boutons
- Nouveau brassard 22-42 cm taille M/L

USAGE FAMILIAL

- 2 x 60 memoires horodatees

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Livre avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport
- Adaptateur secteur en option
- 2 tailles de brassard (S, M/L) disponibles en option

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446041588	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	3.73
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 21:44:52 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr