

## OXYMETRE DE POULS SPENGLER OXYFROG



Ref. 221056



CE  
0123

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**IIb**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2** ANS  
2 YEARS  
GUARANTEE



30/08/2024 22:21:21 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# OXYMETRE DE POULS SPENGLER OXYFROG



Ref. 221056

Ideal pour la mesure du pouls des enfants

## Description

EN CE MOMENT :

Pour 2 OXYFROG achetés, une PLV est offerte (ref. K90022) pour animer vos ventes et votre magasin. Profitez-en vite !  
Offre valable jusqu'à épuisement des stocks de la PLV.

Haute précision des mesures :

- Capteur haute sensibilité
- Convient aux enfants de 10 kg à 40 kg

Facile d'utilisation et pratique :

- Compact & léger
- Arrêt automatique après 5 secondes
- Facile d'utilisation : 1 bouton

Information complémentaires :

- Livre avec une dragonne et 2 piles AAA LR03

## Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	06945040105442	Code douanier	90181910
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

### MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	7	Unite nue / Largeur (cm)	3.7
Unite emballee / Hauteur (cm)	4	Unite nue / Hauteur (cm)	3.5
Unite emballee / Longueur (cm)	11	Unite nue / Longueur (cm)	5.9
Unite emballee / Poids (kg)	0.135	Unite nue / Poids (kg)	0.135

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

### AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

📅 30/08/2024 22:21:21 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)