

LOT DE 2 PROTECTIONS SILICON SPENGLER POUR MASTER PALM 2/3



Ref. 223004



CE
0123



 30/08/2024 16:54:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

LOT DE 2 PROTECTIONS SILICON SPENGLER POUR MASTER PALM 2/3



Ref. 223004

Description

Protection en silicone pour les oxymètres MASTER PALM 2 et MASTER PALM 3.
Lot de 2 protections, une jaune et une transparente.

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	3700446025434	Code douanier	90330000
Pays	Chine		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.074
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 16:54:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr