

LOT DE 6 POIRES CLASSIC SPENGLER




Ref. 311110



 30/08/2024 17:24:16 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

LOT DE 6 POIRES CLASSIC SPENGLER



Ref. 311110

Description

Kit de 6 poires pour tensiometres SPENGLER Vaquez-Laubry Classic, Vaquez-Laubry Nano, Vaquez-Laubry Clinic, Lian Classic, Lian NM et Maxi+2/3

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446028756	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	60	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	17	Unite emballee / Hauteur (cm)	3
Unite emballee / Longueur (cm)	12	Unite emballee / Poids (kg)	0.156
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 17:24:16 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr