

6 ROBINETS METAL SPENGLER STANDARD POUR VAQUEZ LAUBRY




Ref. 311315



 30/08/2024 17:29:11 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

6 ROBINETS METAL SPENGLER STANDARD POUR VAQUEZ LAUBRY



Ref. 311315

Description

kit de 6 robinets metal standard pour tensiometres SPENGLER manobrassards Vaquez-Laubry Skipper et Vaquez-Laubry Hopital

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446025274	Code douanier	90330000
Garantie (mois)	60	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.135
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 17:29:11 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr