

## BRASSARD CLINIC 1T (RACCORD 1/4 TOUR F + CLAMP)



Ref. 337843

CE



30/08/2024 18:01:52 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

**BRASSARD CLINIC 1T (RACCORD 1/4  
TOUR F + CLAMP)**

Ref. 337843

**Description**

Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Tensiometres manopires Spengler Clinic  
Taille XS, S, M, L  
Connecteur 1/4 tour femelle DSP316151

**Caracteristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446026943	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	France
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.125
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 18:01:52 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)