

## STETHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507430




CE



30/08/2024 18:28:58 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# STETHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507430

## Le stethoscope pour la prise de tension au quotidien

### Description

Le stethoscope DUAL PULSE est un instrument pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

- Double pavillon en alliage d'aluminium
- Tubulure simple avec conduit haute performance
- Membrane haute resolution en resine epoxy
- Lyre en laiton, legere, orientee a l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables assortis a la couleur de la tubulure

Disponible en Noir, Bleu Azur, Marine, Rose Bougainvillier, Rouge, Vert Lagon (jusqu'a epuisement), Gris Alize(jusqu'a epuisement)

### Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446026530	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	36		
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.237
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Couleurs	Rouge	Unite emballee / Quantite	1

30/08/2024 18:28:58 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)