

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 350, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 5000 ML- VERSION FULL 5



Ref. BCASPI506

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3 ANS
3
3 YEARS
GUARANTEE



 30/08/2024 15:13:11 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 350, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 5000 ML- VERSION FULL 5



Ref. BCASPI506

Conçu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou après une intervention. Le système à pompe sans huile, à la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacités d'aspiration et une pression à vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.

Description

-avec commande au pied et inverseur d'aspiration automatique

Conçu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou après une intervention. Le système à pompe sans huile, à la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacités d'aspiration et une pression à vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.

• Le tableau de bord précis ainsi que la gamme complète d'accessoires qui l'accompagnent en font l'appareil idéal pour les aspirations chirurgicales et les liposuccions.

• Accessoires inclus :

- Bouches autoclavables avec soupape de trop-plein
- 8x14 Tubes Silicone Autoclavables + Connecteur Conique ø 10-11-12mm
- Filtre antibactérien et hydrophobe
- Conteneur de sécurité 220 ml

• Caractéristiques techniques :

- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Alimentation : 230V-50Hz
- Vide Maximum (Ajustable) : -0,90 Bar -90 kPa -675 mmHg
- Débit libre d'air max: 60 l/min
- Niveau Sonore : 52 dBA
- Poids : 13 kg
- Dimensions : 46 x 85 x 42 cm

 30/08/2024 15:13:11 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 350, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 5000 ML- VERSION FULL 5



Ref. BCASPI506

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3661041009932	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	36	Pays	Italie

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	13
Unite nue / Poids (kg)	13		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1		
---------------------------	---	--	--

30/08/2024 15:13:11 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr