

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 350, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 5000 ML- VERSION AP FULL 5



Ref. BCASPI507



 30/08/2024 15:13:39 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 350, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 5000 ML- VERSION AP FULL 5

CA-MI

Ref. BCASPI507

Concu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou apres une intervention. Le systeme a pompe sans huile, a la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacites d'aspiration et une pression a vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.

Description

-avec commande au pied et inverseur d'aspiration automatique

Concu pour drainer les liquides organiques, les gaz, tissus et os du patient, pendant ou apres une intervention. Le systeme a pompe sans huile, a la pointe de la technologie, garantit d'excellentes capacites d'aspiration et une pression a vide maximale en quelques secondes, sans aucun besoin d'entretien.

• Le tableau de bord precis ainsi que la gamme complete d'accessoires qui l'accompagnent en font l'appareil ideal pour les aspirations chirurgicales et les liposuccions.

• Accessoires inclus :

- Bouches autoclavables avec soupape de trop-plein
- 8x14 Tubes Silicone Autoclavables + Connecteur Conique o 10-11-12mm
- Filtre antibacterien et hydrophobe
- Conteneur de securite 220 ml

• Caracteristiques techniques :

- Moteur : Pompe a piston sans huile ne necessitant aucun entretien

- Alimentation : 230V-50Hz

- Vide Maximum (Ajustable) : -0,90 Bar -90 kPa -675 mmHg

- Debit libre d'air max: 60 l/min

- Niveau Sonore : 52 dBA

- Poids : 13 kg

- Dimensions : 46 x 85 x 42 cm

 30/08/2024 15:13:39 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI NEW HOSPIVAC 350, BOCAUX AUTOCLAVABLES, 2 X 5000 ML- VERSION AP FULL 5



Ref. BCASPI507

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3661041009949	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	36	Pays	Italie

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	13
Unite nue / Poids (kg)	13		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1		
---------------------------	---	--	--

30/08/2024 15:13:39 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr