

BANDETTES URINAIRES URITOP +11 (X100)

Ref. DPTDR49

URITOP+[®]

CE



30/08/2024 15:24:01 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BANDELETTES URINAIRES URITOP +11 (X100)

URITOP+®

Ref. DPTDR49

Pratique et Rapide : 11 Parametres en 60 sec.

Description

- Bandelettes d'orientation clinique pour la detection de 11 parametres dans les urines
- Multi-parametres pour le depistage general du diabete, des fonctions renales, ou des infections urinaires
- 11 Parametres : GLUCOSE / PROTEINES / pH / SANG / CETONE / NITRITES / DENSITE / LEUCOCYTES / BILIRUBINE / UROBILINOGENE / ACIDE ASCORBIQUE
- Flacon de 100 bandelettes avec grille de lecture a l'echelle
- Resultats en 60 secondes (sauf leucocytes : lire 90 a 120 secondes)
- Test d'orientation clinique a usage professionnel ou a domicile
- en Option : LECTEUR Mini URITOP® avec lecture quantitative et qualitative ; et stockage des resultats

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	DMDIV (diagnostic In Vitro)
Code barre	3700531701205	Code douanier	38220010
Pays	Chine		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	5	Unite emballee / Hauteur (cm)	14
Unite emballee / Longueur (cm)	5	Unite emballee / Poids (kg)	0.12
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

 30/08/2024 15:24:01 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr