

LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT UNIQUE ADULTE (23-33CM) - CONNECTEUR A VIS

SUNTECH

Ref. DSU231085

CE



30/08/2024 09:39:37 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT UNIQUE ADULTE (23-33CM) - CONNECTEUR A VIS

SUNTECH

Ref. [DSU231085](#)

Description

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" a patient unique, bleu royal.
Double tubulure, Taille adulte 23-33 cm, raccord a vis.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446014520	Code douanier	9018905040
Pays	Chine		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	16	Unite emballee / Hauteur (cm)	16
Unite emballee / Longueur (cm)	25	Unite emballee / Poids (kg)	1.444
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 30/08/2024 09:39:37 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr