

LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT UNIQUE LARGE ADULTE (31- 40CM) - CONNECTEUR A VIS

SUNTECH

Ref. DSU231087

CE



 30/08/2024 09:38:04 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

LOT DE 20 BRASSARDS SUNTECH MONOBLOC DOUBLE TUBULURE PATIENT UNIQUE LARGE ADULTE (31- 40CM) - CONNECTEUR A VIS

SUNTECH

Ref. [DSU231087](#)

Description

Lot de 20 brassards Suntech "SOFT" a patient unique, bordeaux.
Double tubulure, Taille large adulte 31-40 cm, raccord a vis.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446014544	Code douanier	9018905040
Pays	Chine		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	2.145
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 30/08/2024 09:38:04 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr