

STATION SUNTECH CT40 MODULE PNI (ACCESSOIRES INCLUS)

SUNTECH

Ref. DSU551400



CE
0413

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3
3 ANS
GUARANTEE

30/08/2024 08:50:34 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

STATION SUNTECH CT40 MODULE PNI (ACCESSOIRES INCLUS)

SUNTECH

Ref. DSU551400

Station évolutive idéale pour les mesures ponctuelles des paramètres vitaux

Description

En utilisant la technologie SunTech de mesure de la pression artérielle, le CT40® est la seule station de diagnostic évolutive de ce type. Conçue pour être facilement utilisée et adaptée dans tous les services de soins, la conception modulaire de cet appareil vous permet d'ajouter des modules d'oxymétrie de pouls et de thermométrie adaptés aux besoins de vos patients.

Mode adulte et pédiatrique

Fiabilité : Technologie Suntech : la référence mondiale de la mesure de la pression artérielle dans des conditions difficiles

Precision : Le mode de mesure moyenne de la pression artérielle personnalisable vous garantit des mesures précises et cohérentes.

3 modes de mesure PNI : automatique, auscultatoire et moyennée

Connectivité : Transfert de données utilisant des protocoles HL7 avec connexion réseau via un port Ethernet intégré ou, en option, en WIFI.

Flexibilité : La conception modulaire permet d'ajouter des modules en option comme : température et SpO2 (modules plug & play)

Simplicité : Interface utilisateur intuitive avec écran LCD ; Mémoire intégrée : 99 enregistrements

Autonomie : 20h, ou 200 cycles de prise de tension

Tailles brassards disponibles : petit enfant à large adulte et brassard monobloc réutilisable ou à patient unique.

Caractéristiques

Marquage CE	CE0413	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446028800	Code douanier	9018905040
Garantie (mois)	36	Pays	Chine

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	26	Unité emballée / Hauteur (cm)	27
Unité emballée / Longueur (cm)	31	Unité emballée / Poids (kg)	3.2

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unité emballée / Quantité	1
---------------------------	---

📅 30/08/2024 08:50:34 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr