

SONDE TEMPERATURE ORALE AXILLAIRE POUR MODULE TEMP COVIDIEN FILAC3000

SUNTECH

Ref. DSU551463

CE
0413



 30/08/2024 09:33:51 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**SONDE TEMPERATURE ORALE
AXILLAIRE POUR MODULE TEMP
COVIDIEN FILAC3000****SUNTECH**Ref. DSU551463**Caracteristiques**

Marquage CE	CE0413	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	0120884521008134	Code douanier	9018.19.5500
Garantie (mois)	3	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	8	Unite emballee / Hauteur (cm)	5
Unite emballee / Longueur (cm)	15	Unite emballee / Poids (kg)	0.086
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

 30/08/2024 09:33:51 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr