

PAIRE D'ELECTRODES ENFANT DEFIBRILLATEUR FRED PA-1



Ref. SSACCE007



30/08/2024 15:44:06 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PAIRE D'ELECTRODES ENFANT DEFIBRILLATEUR FRED PA-1



Ref. SSACCE007

Description

Les électrodes du FRED® PA-1 sont compatibles avec tous les modèles récents de DAE ou moniteurs défibrillateurs SCHILLER (FRED easypart, FRED easport plus, DEFIGARD Touch 7, DEFIGARD HD-7), ce qui permet le cas échéant une continuité des soins des urgentistes équipés en conservant les mêmes électrodes.

Le positionnement des électrodes sur le patient est le même pour les adultes et pour les enfants à savoir en position antérolatérale.

- Utilisation : enfants (patients âgés de moins de 8 ans ou d'un poids inférieur à 25 kg)
- Durée de vie : 34 à 36 mois
- Longueur du câble : 1,60 m
- Taille des électrodes : 42cm² de surface active chacune

Caractéristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661041009192	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	Autriche
MESURES			
Unité emballée / Largeur (cm)	13	Unité emballée / Hauteur (cm)	4
Unité emballée / Longueur (cm)	17	Unité emballée / Poids (kg)	0.095
Unité nue / Poids (kg)	0.095		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Température mini	NA	Température maxi	NA
Humidité mini	NA	Humidité maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unité emballée / Quantité	1		

📅 30/08/2024 15:44:06 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr