

PAIRE D'ELECTRODES DE FORMATION DEFIBRILLATEUR FRED PA-1



Ref. SSACCE008



30/08/2024 15:44:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PAIRE D'ELECTRODES DE FORMATION DEFIBRILLATEUR FRED PA-1



Ref. **SSACCE008**

Description

- Compatibles avec les defibrillateurs de formation FRED PA-1 Trainer et Easy Life utilises pour la formation au secourisme
- Electrodes reutilisables et repositionnables
- Concués uniquement pour une formation a l'usage d'un defibrillateur dans le cadre d'une reanimation cardiaque sur adulte. Ne pas utiliser sur un humain.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661041009208	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	Autriche
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	14	Unite emballee / Hauteur (cm)	2
Unite emballee / Longueur (cm)	19	Unite emballee / Poids (kg)	0.02
Unite nue / Poids (kg)	0.02		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 15:44:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr