

## BRASSARD CLINIC 1T/ADULTE M (RACCORD A VIS + CLAMP)




Ref. 337872



 30/08/2024 18:06:05 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

**BRASSARD CLINIC 1T/ADULTE M  
(RACCORD A VIS + CLAMP)**

Ref. 337872

**Description**

Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Moniteurs Welch Allyn et Suntech 247®  
Taille M  
Connecteur a vis DSP316172

**Caracteristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446028282	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	France
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.095
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 18:06:05 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)