

BRASSARD CLINIC 2T/ADULTE (M) (RACCORDS 1/4 TOUR F + CLAMPS)



Ref. 337951

CE



30/08/2024 18:07:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**BRASSARD CLINIC 2T/ADULTE (M)
(RACCORDS 1/4 TOUR F + CLAMPS)**

Ref. 337951

Description

Brassard Clinic® avec clamp double tubulure compatible Tensiometres grands cadrans Maxi+2® et a mercure Spengler.
Moniteurs Marquette Hellige
Taille M
Livree avec connecteurs 1/4 tour femelle DSP316151

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446000066	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.13
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 18:07:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr