

## BRASSARD SPENGLER VAQUEZ- LAUBRY CLINIC



Ref. 338010



30/08/2024 18:09:23 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

**BRASSARD SPENGLER VAQUEZ-  
LAUBRY CLINIC**

Ref. 338010

**Description**

Brassard CLINIC, en Polymex®, avec système d'obturation intégré pour la décontamination par immersion, fermeture par velcro.  
Marquages réglementaires graves et inaltérables.  
Existe en taille S, M ou L

**Caracteristiques**

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446028572	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	France
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	13	Unite emballee / Hauteur (cm)	1
Unite emballee / Longueur (cm)	20	Unite emballee / Poids (kg)	0.08
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 18:09:23 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)