

STETHOSCOPE SPENGLER CARDIO PRESTIGE II SIMPLE PAVILLON



Ref. 506010



CE



30/08/2024 18:10:40 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

STETHOSCOPE SPENGLER CARDIO PRESTIGE II SIMPLE PAVILLON



Ref. 506010

Avec son pavillon lourd dote de la technologie «acoustique premium», le Cardio Prestige II est le stethoscope le plus performant.

Description

Developpe avec l'aide du CNRS et de l'ecole CENTRALE, le stethoscope CARDIOPRESTIGE II est la quintessence du savoir faire SPENGLER. Avec son pavillon lourd dote de la technologie "acoustique premium", de sa tubulure oversize, il offre un niveau de performance jamais atteint.

UNE ACOUSTIQUE D'EXCEPTION

- Lyres large diametre
- Membrane flottante multi frequences
- Pression legere = ecoute des basses frequences (vasculaire et cardiaque)
- Pression ferme = ecoute des hautes frequences (pulmonaire)

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en nano silicone
- Nouveau design de lyres plus adapte a l'anatomie

Existe en double pavillon (pavillon adulte et pediatrique).

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446029975	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	84		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.543
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 18:10:40 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr