

PAIRE D'EMBOUITS AURICULAIRES SPENGLER CORAIL STANDARD POUR PULSE II




Ref. 506903

 30/08/2024 18:12:45 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

PAIRE D'EMBOUITS AURICULAIRES SPENGLER CORAIL STANDARD POUR PULSE II



Ref. 506903

Description

Paire d'embouts auriculaires pour PULSE II de SPENGLER. taille standard, couleur corail.

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446030018	Code douanier	90181990
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.004
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 18:12:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr