

PAIRE D'EMBOUT AURICULAIRE SPENGLER NANO SILICONE STANDARD CARDIO PRE



Ref. 506905



 30/08/2024 18:13:29 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

PAIRE D'EMBOUT AURICULAIRE SPENGLER NANO SILICONE STANDARD CARDIO PRE



Ref. 506905

Description

Paire d'embouts auriculaires pour stethoscope CARDIO PRESTIGE II de SPENGLER.
De couleur noire, taille standard, en nano silicone.

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446030032	Code douanier	90181990
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.004
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 18:13:29 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr