

PAIRE D'EMBOUITS AURICULAIRES SPENGLER VERTS STANDARD POUR PULSE II PE



Ref. 506907

 30/08/2024 18:14:47 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

PAIRE D'EMBOUITS AURICULAIRES SPENGLER VERTS STANDARD POUR PULSE II PE



Ref. 506907

Description

Paire d'embouts auriculaires pour stethoscope PULSE II pediatrique de SPENGLER.
De couleur verte, taille standard.

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446030681	Code douanier	90181990
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.004
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/08/2024 18:14:47 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr